



SARDENYATM Matrix

Skinbooster AH de doble peso y alta concentraci3n



¿Qué es **SARDENYATM Matrix**?

Un potenciador único para la piel formulado con ácido hialurónico puro que se distribuye naturalmente bajo la piel. Estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza, la hidratación y la luminosidad de la piel desde el interior.

“Fórmula avanzada potenciada con ingredientes clave”

01 Hialuronato de sodio

Proporciona hidratación profunda, mejora la elasticidad de la piel

02 Cloruro de sodio

Ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel y mejora la absorción

03 Tampón de fosfato de sodio

Estabiliza el pH para una compatibilidad óptima con la piel

TECNOLOGÍA

Sistema tecnológico de un ácido hialurónico premium

Presenta una fórmula científicamente equilibrada que combina 40 mg de hialuronato de sodio de alto peso molecular y 40 mg de hialuronato de sodio de bajo peso molecular para brindar una hidratación integral y efectos rejuvenecedores de la piel.

El AH de alto peso molecular forma una capa protectora sobre la superficie de la piel, creando una barrera que retiene la humedad y previene la pérdida de agua transepidérmica, a la vez que proporciona una suavidad inmediata. Por el contrario, el AH de bajo peso molecular penetra más profundamente en las capas dérmicas para estimular la hidratación desde el interior, favorecer la actividad del colágeno y mejorar la elasticidad de la piel con el tiempo.

Para garantizar la máxima compatibilidad cutánea y una eficacia óptima, la fórmula está estabilizada con cloruro de sodio y un sistema tampón de fosfato de sodio, que mantienen la isotonicidad y el equilibrio del pH.

Estos componentes ayudan a mejorar la absorción, minimizar la irritación y preservar la integridad de las moléculas de ácido hialurónico durante todo el tratamiento.

En conjunto, este complejo de AH de doble acción proporciona hidratación instantánea y beneficios reafirmantes de la piel a largo plazo, lo que lo hace ideal para restaurar la textura juvenil de la piel, reducir los signos del envejecimiento y mejorar la salud dérmica general.

40 mg de ácido hialurónico
Alto peso molecular

H-AH

MIX

L-AH

40 mg de ácido hialurónico
Bajo peso molecular



MODO DE USO



BAP (Puntos Bioestéticos)

Un método estandarizado que utiliza 5 puntos de inyección en cada lado del rostro.

Difusión óptima y hematomas mínimos.

Estos 5 puntos identifican las 5 zonas anatómicamente receptivas del rostro, evitando grandes vasos y ramificaciones nerviosas. Esto minimiza los riesgos y maximiza la difusión del producto en las zonas malar y submalar.

01

**Profundidad
de inyección**

Dermis profunda a capa subcutánea superficial

02

**Dosis por
sesión**

Dosis total: 2,5 ml por sesión
Puntos de inyección: 5 puntos por lado (10 puntos en total)
Volumen por punto de inyección: 0,25 ml

03

**Cronología
de inyección**

Fase inicial

Después de
4 semanas

Sesión 1

Sesión 2

Mantenimiento

Después de
6 meses

Sesión 1

01 Protrusión cigomática

El punto más alto del pómulos.
Aporta volumen a la zona media del rostro y realza el contorno de las mejillas.

03 Trago

Por delante de la oreja
Contribuye al efecto lifting facial.

05 Mentón

Comisura
Trata la pérdida de volumen en la parte inferior del rostro y mejora la firmeza de la piel.

02 Base nasal

Lateral a la nariz
Suaviza las líneas finas alrededor del pliegue nasolabial.

04 Ángulo mandibular

Ángulo de la mandíbula
Ayuda a reducir la flacidez y mejora la definición de la mandíbula.

01

02

03

04

05



SARDENYATM **Matrix**

DFKBIOLAB INC.

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea (12106)

T +82 2 6225 7984 E dfkbio@dfkbio.com W www.sbodyline.com