

Khởi phục sự tự tin của bạn cùng

JUVESKIN
CHẤT LAM ĐẦY DA HA LIÊN KẾT CHÉO



JUVESKIN

CHẤT LẠM ĐẦY DA HA LIÊN KẾT CHÉO



Chất làm đầy da HA JUVESKIN với lidocaine đại diện cho một xu hướng mới trong lĩnh vực thẩm mỹ. Chất làm đầy da HA JUVESKIN, được sản xuất thông qua quy trình an toàn và ổn định, sử dụng axit hyaluronic có độ tinh khiết và trọng lượng phân tử cao, đã được công nhận về chất lượng xuất sắc trên thị trường nhiều quốc gia.

Bạn có thể đạt được kết quả tự nhiên nhất bằng cách sử dụng phiên bản tối ưu cho từng vùng và tình trạng.

Công nghệ 3C của JUVESKIN

Hệ thống liên kết chéo bảo thủ

Quy trình liên kết chéo ở nhiệt độ thấp kéo dài 14 ngày từ từ pha trộn trọng lượng phân tử liên kết chéo và HA tự do để đảm bảo kết cấu đồng nhất với các hạt 1-2 micron và bảo tồn tính chất đàn hồi nhớt, cho phép tích hợp mô tốt hơn.

Nguyên liệu thô được chứng nhận an toàn

Chúng tôi sử dụng HA có độ tinh khiết cao với độ an toàn đã được xác minh đầy đủ trên toàn thế giới.

Hệ thống liên kết chéo bảo thủ

Giảm thiểu sự khác biệt giữa các lô sản xuất thông qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Kiểm tra lực tiêm

JUVESKIN có độ đặc giống gel với cấu trúc lưới đều đặn, dày đặc và săn chắc theo cấu trúc đơn pha.

Điều này mang lại sự ổn định, nhất quán và các giao thức tiêm nhẹ nhàng.




	MỀM	VỪA	CỨNG	MỎI
Lực bình thường (N)	24	14	8,3	21





Làm đầy tự nhiên
với độ đàn hồi nhót mềm

Thông số kỹ thuật

JUVESKIN MỀM	1ml
Nồng độ HA	24 mg
Lidocaine HCl	3 mg/ml
G'	85
Kim tiêm khuyến nghị	30G
Độ nhót phức hợp (η^*)	142
Độ sâu tiêm	Lớp hạ bì nông
Lực bình thường (N)	24









Làm đầy tự nhiên
với độ đàn hồi chắc chắn

Thông số kỹ thuật

JUVESKIN VỪA	1ml
Nồng độ HA	24 mg
Lidocaine HCl	3 mg/ml
G'	285
Kim tiêm khuyến nghị	27G
Độ nhớt phức hợp (η^*)	460
Độ sâu tiêm	Trung/sâu lớp hạ bì, Dưới da
Lực bình thường (N)	14








Làm đầy tự nhiên
theo hình dạng mong muốn
với độ đàn hồi nhót chắc chắn

Thông số kỹ thuật

JUVESKIN CỨNG	1ml
Nồng độ HA	24 mg
Lidocaine HCl	3 mg/ml
G'	470
Kim tiêm khuyến nghị	25G
Độ nhót phức hợp (η^*)	762
Độ sâu tiêm	Sâu dưới da
Lực bình thường (N)	8,3











Tạo màu tự nhiên
với vitamin B12

Thông số kỹ thuật

JUVESKIN MÔI	1ml
Nồng độ HA	24 mg
Lidocaine HCl	3 mg/ml
G'	85
Kim tiêm khuyến nghị	30G
Độ nhớt phức hợp (η^*)	170
Độ sâu tiêm	Lớp hạ bì nông
Lực bình thường (N)	21








Khôi phục sự tự tin của bạn cùng

JUVESKIN

CHẤT LÀM ĐẦY DA HA LIÊN KẾT CHÉO



DFKBIOLAB INC.

ADDRESS. #522, 272 Sunhwagang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12106, Republic of Korea
TEL. +82-2-6225-7988 (7985,7984) E-mail. dfkbiolab@sbodyline.com HOMEPAGE. www.sbodyline.com