



TM

# JUVE RAX

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



DFKBIO LAB INC.

## ИНФОРМАЦИЯ О JUVERAX HA DERMAL FILLER

# JUVERAX<sup>TM</sup>

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

JUVERAX ГК филлер с лидокаином представляет новый тренд в эстетической сфере.



Процесс производства JUVERAX ГК филлер с лидокаином безопасен и стабилен, в ходе него используется высокомолекулярная гиалуроновая кислота повышенной чистоты, и он был признан во многих странах.

### Тест на силу впрыска

JUVERAX обладает гелевой консистенцией с однородной, плотной и упорядоченной монофазной структурой. Это дает ему стабильность, однородность и щадящую технику для инъекций.

JUVERAX благодаря высокому модулю эластичности, придает заметный и натуральный эффект объема, который помогает четко смоделировать контуры.

Сила впрыска JUVERAX



# ИНФОРМАЦИЯ О JUVERAX HA DERMAL FILLER

Технология HOPE (однородный процесс и стабилизация) в JUVERAX значительно повысила стабильность продукта благодаря поддержанию равномерной степени сшивания.

Более высокий модуль упругости и более низкая способность разложения по сравнению с другими продуктами

Долгосрочный эффект


## Однородная реакция сшивания

Особый метод производства путем сшивания BDDE гарантирует стабильные и однородные по качеству филлеры.

+


## Метод насыщения ГК

Уникальный метод насыщения ГК не только полностью исключает токсичную часть BDDE, но и снижает болевые ощущения во время процедуры, а также предотвращает отечность кожных тканей после нее.



JUVERAX - высококачественный ГК филлер, сертифицированный Европейским директором по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM).

## Сравнение модуля упругости филлеров на основе гиалуроновой кислоты



У JUVERAX есть типы для различных целей, а также лидокаин в составе, который повышает удовлетворенность пациента.

	JUVERAX Implant	JUVERAX Shape	JUVERAX Deep	JUVERAX Fine
Содержание ГК	24 мг/мл	24 мг/мл	24 мг/мл	24 мг/мл
Содержание лидокаина	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Упаковка	1 x 1.1 мл	1 x 1.1 мл	1 x 1.1 мл	1 x 1.1 мл
Хранение	1-30 °C	1-30 °C	1-30 °C	1-30 °C
Срок годности	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца
Показания	Временное улучшение состояния средних и глубоких носогубных складок у взрослых пациентов			

## ИНФОРМАЦИЯ О JUVERAX HA DERMAL FILLER



### JUVERAX™ Implant

JUVERAX Implant создан для областей, где нужна выраженная проекция и объем, как подбородок, скулы и височная область. Его высокоплотная формула гарантирует мозную поддержку тканей и более долгосрочный и заметный результат.

#### Состав

Содержание ГК .....24mg/mL  
Лидокаин .....0.3%

### JUVERAX™ Shape

JUVERAX Shape предназначен для скульптурирования и контурирования подбородка, челюсти и скул, придавая поддержку, которая выглядит натурально. Его плотная формула позволяет достичь четкого распределения и долгосрочного результата.

#### Состав

Содержание ГК .....24mg/mL  
Лидокаин .....0.3%



### JUVERAX™ Deep

JUVERAX Deep создан специально для глубоких морщин и областей, потерявших объем, как щеки и носогубные складки. Его насыщенная консистенция позволяет корректировать глубокие морщины и восстанавливать объем.

#### Состав

Содержание ГК .....24mg/mL  
Лидокаин .....0.3%

### JUVERAX™ Fine

JUVERAX Fine предназначен для мелких морщинок, а также деликатных участков как область вокруг глаз, рта и шея. Его легкая формула предназначена для точного использования и равномерного распределения.

#### Состав

Содержание ГК .....24mg/mL  
Лидокаин .....0.3%



## Особенности

- Не является продуктом животного происхождения, не требует теста на коже
- Стабильная сшитая ГК обеспечивает эластичность и пластичность.
- Натуральный и долгосрочный результат

## Процедура

- Поставляется в комплекте один шприц и стерилизованная игла для быстрого, легкого и точного применения.
- Уникальная вязкоупругость позволяет провести простую и безболезненную процедуру
- Оптимальный эффект объема позволяет достичь эффективных результатов

## Срок сохранения эффекта

- Благодаря высокой молекулярной массе и сшитой структуре эффект сохраняется надолго.
- Точность процедур, не требуют частых повторений.

## Безопасность и эффективность

- Стерилизованный медицинский препарат, произведенный в Корее с учетом национальных и медицинских стандартов.
- Гиалуроновая кислота не животного происхождения, сшитая при помощи BDDE, гарантирует безопасность и качество.

# JUVERAX™

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Дистрибьютор: DFKBIOLAB INC.

Адрес: #522, 272 Sunhwagung-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12106,  
Republic of Korea.

TEL: +82-2-6225-7988

[www.sbodyline.com](http://www.sbodyline.com).

