



iREJU AQUA

Для ярко сияющей кожи



iREJU AQUA

НЕСШИТАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА



ИНГРЕДИЕНТЫ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ХРАНЕНИЯ	СРОК ГОДНОСТИ	УПАКОВКА
Несшитая гиалуроновая кислота (ГК) 25мг/мл	Кожа лица и область шеи	При комнатной температуре	36 месяцев с даты производства	2.5мл x 10 шт

ЭФФЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глубоко очищает и сужает поры
- Придает коже сияние
- Разглаживает складки и мелкие морщинки
- Повышает эластичность и упругость кожи
- Избавляет от жирного блеска
- Борется со старением кожи
- Помогает избавиться от акне и его следов
- Подходит для всех возрастов и типов кожи
- Нет побочных эффектов
- Безопасный и натуральный состав

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гиалуроновая кислота(ГК)

Гиалуроновая кислота — это естественно встречающаяся молекула, которая содержится в коже, глазах и суставах и помогает удерживать влагу, поддерживая ткани увлажненными и смазанными. Она способна удерживать до 1000 раз больше воды, чем собственный вес, что делает её мощным увлажняющим компонентом в уходе за кожей и медицинских процедурах. В косметологии и дерматологии её используют для уплотнения кожи, уменьшения морщин и придания коже более гладкого и молодого вида.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

1. Рекомендуется провести 4 процедуры для наилучших результатов. Интервал между процедурами должен составлять 10 дней.
2. Результаты будут держаться от 6 до 12 месяцев в зависимости от индивидуальных и анатомических особенностей.
3. Если возникла аллергическая реакция на компонент продукта, обратитесь за профессиональной помощью. Не используйте продукт в случае индивидуальной непереносимости компонентов или повышенной чувствительности.
4. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре. Не использовать повторно.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОБ
0.5 мл

ЩЕКИ
0.5 мл

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ
0.25 мл

ОБЛАСТЬ ЧЕЛЮСТИ
0.5 мл



iReju AQUA

ADVANCED SHINING SKIN SERUM

DFK
BIO
LAB+

#522 Dongkwang BizTower, 272 Sunhwagung-ro,
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

+82-2-6225-7988

Website: www.sbodyline.com

Email: dfkbio@dfkbio.com

2.5mL x 10pcs